

Merkblatt zur Reinigung und Desinfektion (R&D) von Pferden und Pferdetransportern beim Auftreten von MKS

Stand 08.03.2011

R&D von Geräten und Transportern

Eine Reinigung umfasst die Entfernung von sichtbaren Schmutzpartikeln. Die Reinigung ist erforderlich, da sonst das aufgebrauchte Desinfektionsmittel nicht richtig wirken kann. Nach der Trockenreinigung z. B. mittels Besen, muss eine Nassreinigung möglichst mit einem Hochdruckreiniger erfolgen. Die Oberflächen müssen nach der Reinigung abtrocknen.

Danach wird das Desinfektionsmittel auf die Flächen aufgetragen z. B. mit einer Gießkanne oder einer Garten- oder Rückenspritze. Besonders wichtig sind hierbei die Konzentration und die Einwirkzeit der Mittel in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben. Es können von der DVG geprüfte Desinfektionsmittel (www.DVG.de) verwendet werden.

R&D von Tieren

Auch in diesem Fall ist eine gründliche Reinigung und gründliches Putzen erforderlich. Insbesondere müssen die Hufe innen und außen gereinigt werden- den Strahlfurchen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Diese Reinigung muss durch Waschen mit Seifenlauge oder anderen für Tiere geeigneten Waschlotionen durchgeführt werden.

Zur nachfolgenden Desinfektion kann eine 3%ige Zitronensäurelösung (Vorsicht: nicht auf Schleimhäute oder Wunden auftragen) eingesetzt werden, oder andere tierverträgliche Handelspräparate.

Weitere Informationen zum Einsatz und Durchführung der Reinigung und Desinfektion erhalten Sie bei dem zuständigen Veterinäramt.